



CONTRA-ANGLES AND HANDPIECES

For more information, please refer to the operating instructions for the instruments and devices - www.bienair.com


STERILISATION




LUBRICATION WITH LUBRIFLUID



THERMAL DISINFECTION




MANUAL DISINFECTION




EXTERNAL WASH WITH SPRAYNET




INTERNAL WASH WITH SPRAYNET




PRE-WASH



INTERNAL PRE-WASH WITH AQUACARE




EXTERNAL PRE-WASH WITH AQUACARE



BEFORE CARRYING OUT MAINTENANCE ON YOUR INSTRUMENTS

Remove the bur and leave the locking mechanism in the open position, then disconnect the instrument from the micromotor.




MAINTENANCE SYSTEMS

For more details regarding compatibility with the maintenance systems on the market, contact Bien-Air.

IMPLANTOLOGY CONTRA-ANGLES




PREPARATION OF KIRSCHNER/MEYER CONTRA-ANGLES



CONTRA-ANGLES




PREPARATION




HANDPIECES




PREPARATION



PREPARATION



PREPARATION



MAIN TERMS

1 EN PRE-WASH
FR Prélavage
DE Vorreinigung
ES Prelavado
IT Prelavaggio
PT Pré-lavagem
CH 预洗
JP 予備洗浄
RU Предварительная очистка

2 EN INTERNAL PRE-WASH WITH AQUACARE
FR Prélavage interne avec Aquacare
DE Innenvorreinigung mit Aquacare
ES Prelavado interno con Aquacare
IT Prelavaggio interno con Aquacare
PT Pré-lavagem interna com Aquacare
CH 用防锈喷雾剂 (Aquacare) 进行内部预洗
JP アクアケアによる内部予備洗浄
RU Предварительная внутренняя очистка с помощью средства Aquacare

3 EN EXTERNAL PRE-WASH WITH AQUACARE
FR Prélavage externe avec Aquacare
DE Aussenvorreinigung mit Aquacare
ES Prelavado externo con Aquacare
IT Prelavaggio esterno con Aquacare
PT Pré-lavagem externa com Aquacare
CH 用防锈喷雾剂 (Aquacare) 进行内部预洗
JP アクアケアによる外部予備洗浄
RU Предварительная внутренняя очистка с помощью средства Aquacare

EN For more information, please refer to the operating instructions for the instruments and devices - www.bienair.com

FR Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi des instruments et appareils - www.bienair.com

DE Für weitere Informationen siehe Bedienungsanleitung der Instrumente und Geräte - www.bienair.com.

EN PREPARATION OF KIRSCHNER/MEYER CONTRA-ANGLES
ATTENTION: After a maximum of 10 sterilisations, the Kirschner/Meyer irrigation system must be disposed of.

FR PRÉPARATION CONTRE-ANGLES KIRSCHNER/MEYER
ATTENTION: Après 10 stérilisations maximum, le système d'irrigation Kirschner/Meyer doit être éliminé.

DE VORBEREITUNG DER WINKELSTÜCKE KIRSCHNER/MEYER
ACHTUNG: Nach höchstens 10 Sterilisationen muss das Irrigationssystem Kirschner/Meyer entsorgt werden.

EN PREPARATION OF 1:1 INTERNAL SPRAY CONTRA-ANGLES AND HANDPIECES
Unblock the water/air holes using Bien-Air cleaning wire.

FR PRÉPARATION CONTRE-ANGLES ET PIÈCES À MAIN 1:1 SPRAY INTERNE
Déboucher les orifices d'eau/d'air avec le fil nettoyeur Bien-Air.

DE VORBEREITUNG DER WINKEL- UND HANDSTÜCKE 1:1 MIT INNENGEFÜHRTEM SPRAY
Wasser-/Luft-Öffnungen mit Spraynadel von Bien-Air reinigen.

EN PREPARATION OF 1:1 HANDPIECES WITH EXTERNAL IRRIGATION
Unblock the external irrigation tube using Bien-Air cleaning wire.

FR PRÉPARATION PIÈCES À MAIN 1:1 IRRIGATION EXTERNE
Déboucher le tube d'irrigation externe avec le fil nettoyeur Bien-Air.

DE VORBEREITUNG DER HANDSTÜCKE 1:1 MIT AUSSENGEFÜHRTEM SPRAY
Aussengeführtes Spülrohr mit Spraynadel von Bien-Air reinigen.

EN PREPARATION OF 1:2 HANDPIECES
Remove the spray nose and the single use Bur Guard. Discard the Bur Guard. Unblock the external irrigation using Bien-Air cleaning wire.

FR PRÉPARATION PIÈCES À MAIN 1:2
Enlever la douille de spray et le Bur Guard à usage unique. Eliminer le Bur Guard. Déboucher l'irrigation externe avec le fil nettoyeur Bien-Air.

DE VORBEREITUNG HANDSTÜCKE 1:2
Sprayhülse und Einwegaufsatz Bur Guard entfernen. Bur Guard entsorgen. Aussengeführtes Spülrohr mit Spraynadel von Bien-Air reinigen.

4 EN INTERNAL WASH WITH SPRAYNET
FR Lavage interne avec Spraynet
DE Innenreinigung mit Spraynet
ES Lavado interno con Spraynet
IT Lavaggio interno con Spraynet
PT Lavagem interna com Spraynet
CH 用清洁喷雾剂 (Spraynet) 进行内部清洗
JP スプレーネットによる内部洗浄
RU Внутренняя очистка с помощью средства Spraynet

5 EN EXTERNAL WASH WITH SPRAYNET
FR Lavage externe avec Spraynet
DE Aussenreinigung mit Spraynet
ES Lavado externo con Spraynet
IT Lavaggio esterno con Spraynet
PT Lavagem externa com Spraynet
CH 用清洁喷雾剂 (Spraynet) 进行外部清洗
JP スプレーネットによる外部洗浄
RU Наружная очистка с помощью средства Spraynet

6 EN MANUAL DISINFECTION
FR Désinfection manuelle
DE Desinfizierung von Hand
ES Desinfección manual
IT Disinfezione manuale
PT Desinfeção manual
CH 手工消毒
JP 手作業による消毒
RU Ручная дезинфекция

ES Si desea más información, consulte las Instrucciones de uso de los instrumentos y aparatos en www.bienair.com

IT Per ulteriori informazioni consultare le istruzioni per l'uso degli strumenti e apparecchi - www.bienair.com

PT Para obter mais informações, consulte o modo de utilização dos instrumentos e aparelhos - www.bienair.com

ES PREPARACIÓN DE LOS CONTRA-ÁNGULOS KIRSCHNER/MEYER
ATENCIÓN: Después de 10 esterilizaciones como máximo, debe eliminarse el sistema de irrigación Kirschner/Meyer.

IT PREPARAZIONE CONTRANGOLI KIRSCHNER/MEYER
ATTENZIONE: il sistema d'irrigazione Kirschner/Meyer deve essere eliminato dopo massimo 10 sterilizzazioni.

PT PREPARAÇÃO CONTRA-ÂNGULOS KIRSCHNER/MEYER
ATENÇÃO: Após 10 esterilizações, no máximo, o sistema de irrigação Kirschner/Meyer deve ser descartado.

ES PREPARACIÓN DE CONTRA-ÁNGULOS Y PIEZAS DE MANO 1:1 CON SPRAY INTERNO
Desatásque los orificios de agua/de aire con el hilo limpiador de Bien-Air.

IT PREPARAZIONE CONTRANGOLI E MANIPOLI 1:1 SPRAY INTEGRATO
Pulire i condotti acqua/aria con lo specillo Bien-Air.

PT PREPARAÇÃO CONTRA-ÂNGULOS E PEÇAS MANUAIS 1:1 SPRAY INTERNO
Desobstruir os orifícios de água/de ar com o fio de limpeza Bien-Air.

ES PREPARACIÓN DE LAS PIEZAS DE MANO 1:1 CON IRRIGACIÓN EXTERNA
Desatásque el conducto de irrigación externo con el hilo limpiador de Bien-Air.

IT PREPARAZIONE MANIPOLI 1:1 IRRIGAZIONE ESTERNA
Pulire il condotto del liquido fisiologico esterno con lo specillo Bien-Air.

PT PREPARAÇÃO PEÇAS MANUAIS 1:1 IRRIGAÇÃO EXTERNA
Desobstruir o tubo de irrigação externa com o fio de limpeza Bien-Air.

ES PREPARACIÓN DE LAS PIEZAS DE MANO 1:2
Retire el casquillo de spray y el Bur Guard de uso único. Elimine la Bur Guard. Desatásque la irrigación externa con el hilo limpiador de Bien-Air.

IT PREPARAZIONE MANIPOLI 1:2
Togliere la boccola dello spray e la Bur Guard monouso. Eliminare la Bur Guard. Pulire l'irrigazione esterna con lo specillo Bien-Air.

PT PREPARAÇÃO PEÇAS MANUAIS 1:2
Remover o casquillo de spray e o Bur Guard de utilização única. Descartar o Bur Guard. Desobstruir a irrigação externa com o fio de limpeza Bien-Air.

7 EN THERMAL DISINFECTION
FR Désinfection thermique
DE Thermische Desinfizierung
ES Desinfección térmica
IT Termidisinfezione
PT Desinfeção térmica
CH 高温消毒
JP 熱処理による消毒
RU Термическая дезинфекция

8 EN LUBRICATION WITH LUBRIFLUID
FR Lubrification avec Lubrifluid
DE Schmierien mit Lubrifluid
ES Lubricación con Lubrifluid
IT Lubrificazione con Lubrifluid
PT Lubrificação com Lubrifluid
CH 润滑
JP ルブリフレイドによる潤滑
RU Смазка с помощью Lubrifluid

9 EN STERILISATION
FR Stérilisation
DE Sterilisation
ES Esterilización
IT Sterilizzazione
PT Esterilização
CH 灭菌
JP 滅菌
RU Стерилизация

CH 有关更多信息, 请参见器械和设备的操作说明 —— www.bienair.com

JP さらに詳しい情報については、インストゥルメントおよび機器の取扱説明書をご参照ください - www.bienair.com

RU Более подробную информацию можно найти в руководстве по эксплуатации инструментов и приборов - www.bienair.com

CH 准备 KIRSCHNER/MEYER 弯机头
注意：Kirschner/Meyer 喷灌系统在进行 10 次灭菌后必须丢弃。

JP KIRSCHNER/MEYER コントラアングルの準備
ご注意：最大10回の滅菌後は、Kirschner/Meyer イリゲーション システムは廃棄する必要があります。

RU ПОДГОТОВКА УГЛОВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ ВНИМАНИЕ! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ ТИПА КИРШНЕР-МАЙЕР: После максимум 10 стерилизаций система охлаждения типа Киршнер-Майер подлежит утилизации.

CH 准备 1:1 内喷水低速直弯手机
使用 Bien-Air 喷水孔探针疏通水/气孔。

JP コントラアングルおよびハンドピース (1:1、内部注水) の準備
Bien-Air 製掃除用ワイヤ針により水/エア噴出口を清掃します。

RU ПОДГОТОВКА УГЛОВЫХ И ПРЯМЫХ НАКОНЕЧНИКОВ 1:1 С ВНУТРЕННИМ РАСПЫЛИТЕЛЕМ
Прочистите отверстия подачи воды/воздуха с помощью чистящей иглы компании Bien-Air.

CH 准备带外水道灌注管的 1:1 手机
使用 Bien-Air 喷水孔探针导通外水道灌注管。

JP ハンドピース (1:1、外部注水) の準備
Bien-Air 製掃除用ワイヤ針によりイリゲーションチューブを清掃します。

RU ПОДГОТОВКА ПРЯМЫХ НАКОНЕЧНИКОВ 1:1 С ВНЕШНИМ РАСПЫЛИТЕЛЕМ
Прочистите трубку распылителя с помощью чистящей иглы компании Bien-Air.

CH 准备 1:2 手机
拆下喷头和一次性车针保护套管。丢弃车针保护套管。使用 Bien-Air 喷水孔探针导通外水道灌注管。

JP ハンドピース (1:2) の準備
スプレーキャップと使い捨てのバーガードを外します。バーガードを廃棄します。Bien-Air 製掃除用ワイヤ針により外部イリゲーションチューブを清掃します。

RU ПОДГОТОВКА ПРЯМЫХ НАКОНЕЧНИКОВ 1:2
Снимите муфту распылителя и одноразовую муфту Bur Guard. Утилизируйте муфту Bur Guard. Прочистите внешний распылитель с помощью чистящей иглы компании Bien-Air.

MAINTENANCE SPRAYS AND ACCESSORIES

www.bienair.com




Aquacare
500 ml cleaning spray.
Box of 6
Ref. 1600617-006



Spraynet
500 ml cleaning spray.
Box of 6
Ref. 1600036-006



Lubrifiuid
500 ml spray lubricant oil.
Box of 6
Ref. 1600064-006




Cleaning wire
Box of 10
Ref. 1000001-010


MAINTENANCE INSTRUCTION
ELECTRIC MICROMOTORS

For more information, please refer to the operating instructions for the instruments and devices - www.bienair.com


STERILISATION




LUBRICATION WITH LUBRIFLUID




THERMAL DISINFECTION




MANUAL DISINFECTION




PRE-WASH



INTERNAL PRE-WASH WITH AQUACARE



INTERNAL WASH WITH SPRAYNET



EXTERNAL WASH WITH SPRAYNET



BRUSHLESS



SURGERY





WITH BRUSHES Non-sterilisable micromotors



Removing the sleeve. For more details, please refer to the operating instructions.

MAIN TERMS

- 1** EN PRE-WASH
FR Prélavage
DE Vorreinigung
ES Prelavado
IT Prelavaggio
PT Pré-lavagem
CH 预洗
JP 予備洗浄
RU Предварительная очистка
- 2** EN INTERNAL PRE-WASH WITH AQUACARE
FR Prélavage interne avec Aquacare
DE Innenreinigung mit Aquacare
ES Prelavado interno con Aquacare
IT Prelavaggio interno con Aquacare
PT Pré-lavagem interna com Aquacare
CH 用防锈喷雾剂 (Aquacare) 进行内部预洗
JP アクアケアによる内部予備洗浄
RU Предварительная внутренняя очистка с помощью средства Aquacare
- 3** EN INTERNAL WASH WITH SPRAYNET
FR Lavage interne avec Spraynet
DE Innenreinigung mit Spraynet
ES Lavado interno con Spraynet
IT Lavaggio interno con Spraynet
PT Lavagem interna com Spraynet
CH 用清洁喷雾剂 (Spraynet) 进行内部清洗
JP スプレーネットによる内部洗浄
RU Внутренняя очистка с помощью средства Spraynet
- 4** EN EXTERNAL WASH WITH SPRAYNET
FR Lavage externe avec Spraynet
DE Aussenreinigung mit Spraynet
ES Lavado externo con Spraynet
IT Lavaggio esterno con Spraynet
PT Lavagem externa com Spraynet
CH 用清洁喷雾剂 (Spraynet) 进行外部清洗
JP スプレーネットによる外部洗浄
RU Наружная очистка с помощью средства Spraynet
- 5** EN MANUAL DISINFECTION
FR Désinfection manuelle
DE Desinfizierung von Hand
ES Desinfección manual
IT Disinfezione manuale
PT Desinfeção manual
CH 手工消毒
JP 手作業による消毒
RU Ручная дезинфекция
- 6** EN THERMAL DISINFECTION
FR Désinfection thermique
DE Thermische Desinfizierung
ES Desinfección térmica
IT Termodisinfezione
PT Desinfeção térmica
CH 高温消毒
JP 熱処理による消毒
RU Термическая дезинфекция
- 7** EN LUBRICATION WITH LUBRIFLUID
FR Lubrification avec Lubrifluid
DE Schmierem mit Lubrifluid
ES Lubricación con Lubrifluid
IT Lubrificazione con Lubrifluid
PT Lubrificação com Lubrifluid
CH 潤滑
JP ルブリフルイドによる潤滑
RU Смазка с помощью Lubrifluid
- 8** EN STERILISATION
FR Stérilisation
DE Sterilisation
ES Esterilización
IT Sterilizzazione
PT Esterilização
CH 灭菌
JP 滅菌
RU Стерилизация
- EN For more information, please refer to the operating instructions for the instruments and devices - www.bienair.com
- FR Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi des instruments et appareils - www.bienair.com
- DE Für weitere Informationen siehe Bedienungsanleitung der Instrumente und Geräte - www.bienair.com
- EN  Sleeve only
- FR  Calotte uniquement
- DE  Nur Aussenhülse
- EN PREPARING MICROMOTORS WITH BRUSHES
Removing the sleeve. For more details, please refer to the operating instructions.
- FR PRÉPARATION MICROMOTEURS AVEC CHARBONS
Démontage de la calotte. Pour plus de détails veuillez vous référer aux modes d'emploi.
- DE VORBEREITUNG DER KOLLEKTOR-MIKROMOTOREN
Abnehmen der Aussenhülse.
Für weitere Informationen siehe Bedienungsanleitung.
- EN  Únicamente funda
- IT  Solo calotta
- PT  Apenas a cobertura
- EN PREPARACIÓN DE LOS MICROMOTORES CON ESCOBILLAS
Desmontaje de la funda. Si desea más información, consulte las instrucciones de uso.
- IT PREPARAZIONE MICROMOTORI CON CARBONCINI
Smontaggio calotta. Per maggiori dettagli riferirsi alle istruzioni per l'uso.
- PT PREPARAÇÃO DE MICROMOTORES COM ESCOVAS
Remoção da cobertura. Para obter mais informações, consulte os modos de utilização.
- EN  仅套管
- JP  スリーブのみ洗浄可能
- RU  Только кожух
- CH 准备带碳刷电动马达
拆下套管。详情请参考各器械设备的操作说明。
- JP カーボンブラシ付きマイクロモータの外装スリーブの取り外し方法の詳細は取扱説明書をご参照ください。
- RU ПОДГОТОВКА МИКРОМОТОРОВ С УГОЛЬНЫМИ ЩЕТКАМИ
Снятие кожуха.
Более подробную информацию можно найти в руководстве по эксплуатации.

MAINTENANCE SPRAYS AND ACCESSORIES

www.bienair.com


Aquacare
500 ml cleaning spray.
Box of 6
Ref. 1600617-006



Spraynet
500 ml cleaning spray.
Box of 6
Ref. 1600036-006




Lubrifluid
500 ml spray lubricant oil.
Box of 6
Ref. 1600064-006




Cleaning wire
Box of 10
Ref. 1000001-010

STERILISATION



LUBRICATION WITH LUBRIFLUID




OR




LUBRICATION WITH LUBRIMED


THERMAL DISINFECTION




PREPARATION




INTERNAL WASH WITH SPRAYNET



EXTERNAL WASH WITH SPRAYNET



MANUAL DISINFECTION



BEFORE CARRYING OUT MAINTENANCE ON YOUR TURBINES

Press the push-button and remove the bur.



MAINTENANCE SYSTEMS

For more details regarding compatibility with the maintenance systems on the market, contact Bien-Air.

TURBINES WITH LIGHT




TURBINES WITHOUT LIGHT



TURBINES FOR MULTIFLEX® KAVO®




QUICK-CONNECT COUPLINGS



AIR MICROMOTORS



LUBRICATION WITH LUBRIFLUID



MAIN TERMS

EN PREPARATION

Unblocking the water/air holes using Bien-Air cleaning wire.

FR PRÉPARATION

Débouchage des orifices d'eau/d'air avec le fil nettoyeur Bien-Air.

DE VORBEREITUNG

Wasser-/Luft-Öffnungen mit Spraynadel von Bien-Air reinigen.

ES PREPARACIÓN

Desatasco de los orificios de agua/aire con el hilo limpiador de Bien-Air.

IT PREPARAZIONE

Pulizia condotti aria/acqua con specillo Bien-Air.

PT PREPARAÇÃO

Desobstrução dos orificios de água/de ar com o fio de limpeza Bien-Air.

CH 准备

使用 Bien-Air 喷水孔探针疏通水/气孔。

JP 準備

Bien-Air 製掃除用ワイヤ針による水/エア噴出口の清掃

RU ПОДГОТОВКА

Прочистите отверстия подачи воды/воздуха с помощью чистящей иглы компании Bien-Air.

1

EN INTERNAL WASH WITH SPRAYNET

FR Lavage interne avec Spraynet

DE Innenreinigung mit Spraynet

ES Lavado interno con Spraynet

IT Lavaggio interno con Spraynet

PT Lavagem interna com Spraynet

CH 用清洁喷雾剂 (Spraynet) 进行内部清洗

JP スプレーネットによる内部洗浄

RU Внутренняя очистка с помощью средства Spraynet

3

EN MANUAL DISINFECTION

FR Désinfection manuelle

DE Desinfizierung von Hand

ES Desinfección manual

IT Disinfezione manuale

PT Desinfeção manual

CH 手工消毒

JP 手作業による消毒

RU Ручная дезинфекция

5

EN LUBRICATION WITH LUBRIFLUID OR LUBRIMED

FR Lubrification avec Lubrifluid ou Lubrimed

DE Schmierem mit Lubrifluid oder Lubrimed

ES Lubricación con Lubrifluid o Lubrimed

IT Lubrificazione con Lubrifluid o Lubrimed

PT Lubrificação com Lubrifluid ou Lubrimed

CH 用润滑喷雾剂 (Lubrifluid) 或润滑脂 (Lubrimed) 进行润滑

JP ルブリフレイドまたはルブリメドによる潤滑

RU Смазка с помощью средств Lubrifluid или Lubrimed

2

EN EXTERNAL WASH WITH SPRAYNET

FR Lavage externe avec Spraynet

DE Aussenreinigung mit Spraynet

ES Lavado externo con Spraynet

IT Lavaggio esterno con Spraynet

PT Lavagem externa com Spraynet

CH 用清洁喷雾剂 (Spraynet) 进行外部清洗

JP スプレーネットによる外部洗浄

RU Наружная очистка с помощью средства Spraynet

4

EN THERMAL DISINFECTION

FR Désinfection thermique

DE Thermische Desinfizierung

ES Desinfección térmica

IT Termodisinfezione

PT Desinfeção térmica

CH 高温消毒

JP 熱処理による消毒

RU Термическая дезинфекция

6

EN STERILISATION

FR Stérilisation

DE Sterilisation

ES Esterilización

IT Sterilizzazione

PT Esterilização

CH 灭菌

JP 滅菌

RU Стерилизация

EN For more information, please refer to the operating instructions for the instruments and devices - www.bienair.com

FR Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi des instruments et appareils - www.bienair.com

DE Für weitere Informationen siehe Bedienungsanleitung der Instrumente und Geräte - www.bienair.com.

ES Si desea más información, consulte las Instrucciones de uso de los instrumentos y aparatos en www.bienair.com

IT Per ulteriori informazioni consultare le istruzioni per l'uso degli strumenti e apparecchi - www.bienair.com

PT Para obter mais informações, consulte o modo de utilização dos instrumentos e aparelhos - www.bienair.com

CH 有关更多信息, 请参见器械和设备的操作说明 —— www.bienair.com

JP さらに詳しい情報については、インストゥルメントおよび機器の取扱説明書をご参照ください - www.bienair.com

RU Более подробную информацию можно найти в руководстве по эксплуатации инструментов и приборов - www.bienair.com

MAINTENANCE SPRAYS AND ACCESSORIES

www.bienair.com



Spraynet
500 ml cleaning spray.
Box of 6
Ref. 1600036-006



Lubrifluid
500 ml spray lubricant oil.
Box of 6
Ref. 1600064-006



Lubrimed
Medical grease.
Box of 6 cartridges
Ref. 1600037-006



Lubrimed greaser
Ref. 1000003-001



Cleaning wire
Box of 10
Ref. 1000001-010