



# Gradia<sup>®</sup> Direct LoFlo von GC.

Hochviskoses  
Mikrohybrid gefülltes  
Flow-Komposit mit  
HDR Technologie.



GRADIA<sup>®</sup> DIRECT LoFlo.

Das **1. Flow-Komposit**  
für den **restaurativen**  
**Bereich**. Jetzt auch für die  
Indikationen der Klassen I, II  
und III.

Jetzt mit neuer HDR, High Density  
Radiopaque Technology von GC.

stabil - beständig - ästhetisch


**GC**




### Hohe Abrasionstabilität und niedrige Schrumpfung

**Gradia® Direct LoFlo** erreicht aufgrund der einzigartigen HDR (High Density Radiopaque Technology) exzellente Stabilitätswerte, sowie bis zu **55% weniger Schrumpfung** als führende Flow-Komposite. Somit können sich **Schrumpfung, Abrasions- und Bruchfestigkeitswerte** mit heutzutage modernen Seitzahnkompositen auf überzeugende Art und Weise messen.

#### % Volumen Polymerisationsschrumpfung



#### Abrasion (µm)



### Beständigkeit

Die **Widerstandsfähigkeit, Polierbarkeit als auch Radioopazität** wird durch die HDR Technologie (vorpolymerisierte Füller mit Nano-Silika-Füllertechnologie) signifikant erhöht. Das Beimengen von Fluor-Aluminium-Silikat-Gläsern wirkt als zusätzlicher Schutz gegen Sekundärkaries.



### Exzellentes Handling

**Gradia® Direct LoFlo** ermöglicht **perfekte Benetzbarkeit und einfache Adaptierung** ohne dabei zu verschwimmen und läßt sich trotzdem mit einem Instrument oder Pinsel bestens individuell platzieren.

Aufgrund der einzigartigen Zusammensetzung, welche ähnlich wie bei Gradia Direct ist, erzielt man optimale, unsichtbare und in der umliegenden Zahnstruktur nicht erkennbare Restaurationen.



Foto von Prof Myasaki

### Verpackung

2 x 1,3g Spritzen zu je 0,8ml, 4 Metallapplikationsspitzen und 2 Lichtschutzkappen.

Erhältlich in 7 Farben: A1, A2, A3, A3.5, A03 (Opaque Dentin), CV (Cervical Shade), und BW (Bleach White).

### Zubehör

Applikationstipps, Metall oder Kunststoff, 20 Stk.



### GC EUROPE N.V.

Head Office  
Interleuvenlaan 33  
B - 3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.48.32  
info@gceurope.com  
www.gceurope.com

### GC GERMANY GmbH

German Office  
Paul-Gerhardt-Allee 50  
D - 81245 München  
Tel. +49.89.89.66.74.0  
Fax. +49.89.89.66.74.29  
info@germany.gceurope.com  
www.germany.gceurope.com

### GC EUROPE N.V.

Austrian Office  
Tallak 124  
A - 8103 Rein bei Graz  
Tel. +43.3124.54020  
Fax. +43.3124.54020.40  
info@austria.gceurope.com  
www.austria.gceurope.com

### GC EUROPE N.V.

Swiss Office  
Wilerstrasse 3  
CH - 9545 Wängi  
Tel. +41.52.366.46.46  
Fax. +41.52.366.46.26  
info@switzerland.gceurope.com  
www.switzerland.gceurope.com

