

PathFile™

PRÄPARIEREN SIE DEN GLEITWEG WIE EIN EXPERTE



*Ein innovatives Konzept, entwickelt in Kooperation
mit Dr. Berutti, Dr. Cantatore und Dr. Castellucci*

DENTSPLY
MAILLEFER

DIE PRÄPARATION EINES GLEITWEGS IST UNVERZICHTBAR

- für ein genaues Verständnis der Anatomie des zu behandelnden Wurzelkanals
 - für eine geringe Bruchgefahr bei den rotierenden Aufbereitungsinstrumenten
- ... aber bei Handinstrumentierung problematisch, da es leicht zu Kanalverlagerungen, Stufenbildung usw. kommen kann. Die Lösung:


PATHFILE™ – ROTIERENDE SPEZIALINSTRUMENTE AUS NICKEL-TITAN

Diese neuartigen Feilen sind **flexibel und widerstandsfähig gegen zyklische Ermüdung** und bieten **zahlreiche Vorteile gegenüber Handinstrumenten**.

“ Mit PathFile™ lässt sich **ein besserer Gleitweg** schaffen als mit konventionellen Handfeilen, und das **unabhängig von der endodontischen Erfahrung des Behandlers**. **Allgemeinzahnärzte können nun ähnlich gute Resultate wie Endodontie-Spezialisten erzielen!** ”*

Professor Elio Berutti

DIE NATÜRLICHE KANALANATOMIE WIRD GENAUER BEIBEHALTEN




Ein Allgemeinzahnarzt kann mit PathFile™ bessere Resultate erzielen als ein Endodontie-Spezialist mit manuellen K-Feilen.

- Keine Verlagerung des Foramen apicale bei zu großer Arbeitslänge
- Keine Stufenbildung bei zu geringer Arbeitslänge

EMPFOHLENE INSTRUMENTENFOLGE



REF A 0015	013	016	019
Nachfüllpackung	☐x	•	•
Sortiment 013-019	☐☐☐	•	•



* Diese Resultate stammen aus einer Vorstudie von Prof. Berutti (Universität Turin, Italien).



Distributed by
Dentsply DeTrey GmbH
Maillefer-Produkte Deutschland

De-Trey-Str. 1
D-78467 Konstanz
DENTSPLY Service-Line (nur in D):
08000/735000 (gebührenfrei)



Dentsply Maillefer • CH-1338 Ballaigues • Schweiz • www.dentsplymailefer.com

CAV/F19 01116.D/00/2008 - created 11/2008