

**coltosol<sup>®</sup> F**

*Provisorisches Füllungsmaterial*



**Mit uns können Sie rechnen:  
Ökonomisch & zuverlässig**

**coltène**   
**whaledent<sup>®</sup>**


# coltosol® F

## Einfach in der Anwendung Zuverlässig in der Wirkung



### Einfache Verarbeitung

- Cremige Konsistenz für einfache Adaption in der Kavität
- Gute Haftung in der Kavität
- Kein Anmischen, kein Materialverlust
- Selbständige Aushärtung durch Speichleinwirkung
- Einfaches Entfernen in grossen Teilstücken
- Lange Haltbarkeit



### Zuverlässige Sicherheit

- Fluoridfreigabe
- Röntgenopazität zur Beurteilung des Behandlungsergebnisses
- Dichte Randqualität
- Eugenolfrei, keine Auswirkungen auf die Aushärtungen von Compositen
- Ideale Oberflächenhärte für provisorische Füllungen im Seitenzahnbereich und provisorische Wurzelkanalverschlüsse

### Schnell gelegt.

Nachdem das gebrauchsfertige Coltosol® F mit den Fingerspitzen zu einem kompakten Kügelchen geformt ist, erfolgt die Applikation in die vorbereitete Kavität.

### Einfach entfernt.

Coltosol® F lässt sich mit dem Bohrer oder Exkavator mühelos in grossen Teilstücken entfernen. Ohne Rückstände.

## Ökonomisch: Aussergewöhnliche Leistung für Ihr Geld

### Sie haben die Wahl.

Die benötigte Menge Coltosol® F wird entweder mit der Spritze dosiert oder mit dem Instrument direkt der Glasdose entnommen. In jedem Fall einfach, schnell und sauber.



### Bestellinformation:

Coltosol® F in der Spritze:

**5930 Coltosol® F**

5 Spritzen à 8 g

Coltosol® F im Glasdöschen:

**5906 Coltosol® F Single Pack**

1 Döschen 38 g

**5911 Coltosol® F Eco Pack**

3 Döschen à 38 g

**Coltène/Whaledent AG**  
Feldwiesenstrasse 20  
9450 Altstätten/Schweiz  
Tel. +41 (0)71 757 53 00  
Fax +41 (0)71 757 53 01  
office@coltenewhaledent.ch

**Coltène/Whaledent Inc.**  
750 Corporate Drive  
Mahwah, New Jersey 07430/USA  
Tel. +1 201 512 8000  
Fax +1 201 529 2103  
productinfo@coltenewhaledent.com

**Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG**  
Raiffeisenstrasse 30  
89129 Langenau/Germany  
Tel. +49 (0)7345 805 0  
Fax +49 (0)7345 805 201  
productinfo@coltenewhaledent.de

**coltène**  
**whaledent®**

Coltène/Whaledent Internet:  
www.coltenewhaledent.com