



Watteprodukte
by ROEKO

Anhaltend saugstark...


- höchste Qualität
- clevere Lösungen
- anwendungsfreundlich



Watteprodukte

by **ROEKO** – ein Name – langjährige Erfahrung – großes technisches Know-how

Watteprodukte sind in der Zahnarzt-Praxis tagtäglich im Einsatz und erscheinen oft simpel. Tatsächlich steckt in ihnen viel Know-how. ROEKO Watteprodukte zeichnen sich durch hohe Material- und Verarbeitungsqualität aus. Qualität durch Erfahrung. Tauchen Sie ein in ROEKO's Wunderwelt der Watte.



Luna Gold

spürbar und sichtbar anders

Luna Gold ist mit einem hautfreundlichen Vlies umhüllt. Dieses Vlies verhindert, dass Fasern direkt mit der Schleimhaut des Patienten in Kontakt kommen.

Luna Gold kann ohne vorheriges Befeuchten entfernt werden, Schleimhautreaktionen werden vermieden.

Die herausragende Qualität der *Luna Gold* ist sofort erkennbar - der Goldstreifen macht den Unterschied zu herkömmlichen Watterollen sichtbar.

Für den regulären Einsatz empfehlen wir

Luna – langanhaltend saugstark und besonders formstabil

Cotton-roll – besonders weich und schnell aufsaugend

Watterollenspende

Mit ROEKO *Watterollenspendern* sind die Watterollen behandlungsnah griffbereit und gleichzeitig hygienisch vor Spraynebel und Staub geschützt.

Roll-o-mat

Das System funktioniert so einfach wie genial: ein kurzer Druck auf den Deckel genügt und nur eine Watterolle wird gespendet und bleibt zuverlässig auf der Spenderzunge liegen.



Luna for kids

speziell für die ganz kleinen Patienten

Reguläre Watterollen lassen sich in Kindermündern oft schwer platzieren und der Druck zu großer Watterollen ist für Kinder sehr unangenehm. Die Kinderzahnwatterolle *Luna for kids* ist deshalb extra kurz und dabei formstabil wie ihre große Schwester *Luna*. Sie schafft auch im kleinsten Kindermund viel Platz zum Arbeiten. Dank ihrer großen Saugkraft entfällt häufiges störendes Wechseln. Prophylaxebehandlungen, Füllungstherapien oder Versiegelungen laufen störungsfreier ab.

ROEKO Watterollen sind chlorfrei gebleicht und in hermetisch verschlossenen PE-Beuteln, staub- und feuchtigkeitsgeschützt, verpackt.

Lunamat

Der *Lunamat* ist mit einer Schublade ausgestattet, die beim Herausziehen 2-3 Watterollen spendet.



Parotisroll

vielseitig – mit integriertem Federstab

Parotisroll ist eine einzigartige Watterolle aufgrund ihres integrierten Federstabes. Dieser Federstab gibt ihr Spannung durch die sich die *Parotisroll* selbst fixiert. Durch Druck auf die Parotisdrüse reduziert sie den Speichelfluss. Bukkal, lingual oder labial angewandt hält sie den Mund offen, Zunge und Lippen ab. *Parotisroll* schafft dort Platz wo er benötigt wird, um optimal und störungsfrei arbeiten zu können.

Parotisroll anatomic

by Dr. Hannelore Oberschachtsiek

Parotisroll anatomic ist die *Parotisroll* mit abgeflachten Enden. Die flachen Enden erleichtern das Einsetzen der Watterolle und reduzieren das Fremdkörpergefühl beim Patienten. Die Watterolle übt an den für den Würgereiz kritischen Stellen weniger Druck aus als herkömmliche Watterollen. Die Behandlung von empfindlichen Patienten mit ausgeprägtem Würgereiz wird wesentlich erleichtert.


Parotimat

Zur bequemen Einzelentnahme und hygienischen Aufbewahrung von 50 *Parotisroll*.



hohes Know-how – absolutes Qualitätsbewusstsein

Die Herstellung hochqualitativer und verlässlicher Watteprodukte und deren Zubehör viel technisches Know-how, die sich im täglichen Einsatz auszahlt, denn sie ermöglicht effizientes und störungsfreies Arbeiten.



Etching Pellets

Die fest gepressten, zylindrisch geformten Pellets sind ideal zur Verwendung mit Ätzgelen und -pasten.

Wattekügelchen

ROEKO *Wattekügelchen* sind besonders weich und saugstark und das ideale Hilfsmittel zum Trocknen von Kavitäten oder zum Applizieren von Medikamenten. Die vollautomatische Produktion garantiert ihre einheitliche Form und Größe und bietet damit Verlässlichkeit.



Comprecap

Comprecap Kompressionshütchen sind ein einfaches aber intelligentes Hilfsmittel zur Abdruckvorbereitung. Sie stillen Blutungen auf natürliche Weise – durch Kompression und trocknen Zahnstümpfe.

Comprecap anatomic

Comprecap anatomic sind anatomisch geformte Kompressionshütchen, die durch die halbkreisförmigen Ausstanzungen an zwei gegenüberliegenden Seiten optimal an die Anatomie der Zahnreihe angepasst sind.

Wattekügelchenspender

Mit ROEKO *Wattekügelchenspendern* sind Wattekügelchen jederzeit für die Behandlung griffbereit und gleichzeitig hygienisch vor Spraynebel und Staub geschützt. Fester Stand und durchdachte Deckelkonstruktionen ermöglichen die Entnahme der Wattekügelchen mit einer Hand. Die runden Stäbe der Entnahmefläche verhindern, dass sie – anders als bei einer Gitterstruktur – gequetscht werden.

Solomat

ein edler Blickfang in Ihrer Praxis und gleichzeitig äußerst praktisch!

Die Wattekügelchen werden durch Federdruck zur Entnahmefläche gedrückt, wo sie Dank der abgerundeten Stege einzeln entnommen werden können ohne ihre Form zu verlieren.

Solomat-N

zur Einzelentnahme von Wattekügelchen, Etching Pellets oder Schaumstoffpellets

Autoklavierbarer Kunststoffspender mit Refill-System. Wattekügelchen werden manuell zur Entnahmefläche geschoben.

Solomat-Click

das clevere Spendersystem

Solomat-Click besteht aus Entnahmerost, Deckel und Refill. Diese 3 Teile werden beim Nachkauf des Refills zusammengesteckt. Der Edelstahlsockel gibt dem Spender die notwendige Standfestigkeit.






Bestellinformationen

	Inhalt	REF	
Luna	300 g		
	# 1	100 001	
	# 2	100 002	
	# 3	100 003	
	# 4	100 004	
	500 Stck.*		
	# 1	105 001	
	# 2	105 002	
	# 3	105 003	
	1000 Stck.*		
	# 1	104 001	
	# 2	104 002	
# 3	104 003		
Luna for kids	200 Stck.		
	# 2	100 032	
Luna Gold	300g		
	# 1	109 121	
	# 2	109 122	
	# 3	109 123	
	1000 Stck.*		
	# 1	109 101	
# 2	109 102		
# 3	109 103		
Cotton-roll	1000 Stck.*		
	# 1	104 011	
	# 2	104 012	
	# 3	104 013	
Roll-o-mat Kunststoff, weiß 134 x 100 x 48 mm Chrom Nickel-Stahl 134 x 100 x 43,5 mm Verwendbar für Watterollengrößen 1-3, Standardlänge (36 - 40 mm). Eignet sich nicht für <i>Luna for kids</i> .	1 Stck.		
		120 004	
		120 005	
Lunamat Kunststoff, weiß 52 x 106 x 100 mm Verwendbar für Watterollengrößen 1-4, Standardlänge (36 - 40 mm) und für <i>Luna for kids</i> .	1 Stck.		
		120 000	
Parotisroll	∅	L	
	100 Stck.		
	# 1	9 mm	80 mm
	# 2	10 mm	80 mm
	# 3	10 mm	100 mm
	# 5	8 mm	100 mm
anatomic	10 mm	100 mm	
	50 Stck.		
	160 001		
	160 002		
	160 003		
	160 005		
	160 013		
Parotimat 11,2 x 10,3 x 8,2 cm	1 Stck.		
		162 100	
Wattekügelchen	∅		
	# 000	3,0 mm	1,5 g
	# 00	4,0 mm	4,0 g
	# 0	4,8 mm	4,0 g
	# 1	6,3 mm	10,0 g
# 2	7,6 mm	10,0 g	
		210 000	
		210 100	
		210 110	
		210 111	
		210 112	

* nur für den Export

www.coltenewhaledent.com
© 2007 Coltene/Whaledent



Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG
Raiffeisenstrasse 30
89129 Langenau/Germany
Tel. +49 (0)7345 805 0
Fax +49 (0)7345 805 201
productinfo@coltenewhaledent.de

∅	Inhalt	REF
Etching Pellets		
Small	2 mm	10,0 g
Medium	3 mm	10,0 g
Large	4 mm	10,0 g
		230 001
		230 002
		230 003
Solomat		
# 000	1 Stck.	221 000
# 00		221 100
# 0		221 110
# 1		221 111
# 2		221 112
Spender wird ohne Wattekügelchen ausgeliefert		
Solomat-Click		
# 000	1 Stck.	224 000
# 00		224 100
# 0		224 110
# 1		224 111
Spender wird mit Wattekügelchen ausgeliefert		
Refills		
# 000	3 Stck.	214 000
# 00		214 100
# 00		214 110
# 1		214 111
Solomat-N		
# 000	1 Stck.	223 000
# 00		223 100
# 0		223 110
# 1		223 111
# 2		223 112
Spender wird mit Wattekügelchen ausgeliefert		
Refills		
# 000	6 Stck.	213 000
# 00		213 100
# 0		213 110
# 1		213 111
# 2		213 112
Comprecap		
#1	120 Stck.	530 008
#1	600 Stck.	531 008
#3	120 Stck.	530 010
#3	600 Stck.	531 010
#5	60 Stck.	530 014
#5	400 Stck.	531 014
Set (#1/3/5)	150 Stck.	530 000
Comprecap anatomic		
#1	120 Stck.	531 201
#3	120 Stck.	531 203
#5	60 Stck.	531 205
Set (#1/3/5)	120 Stck.	531 299

Coltene/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland
Tel. +41 (0)71 757 53 00
Fax +41 (0)71 757 53 01
office@coltenewhaledent.ch

Coltene/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, Ohio 44223/USA
Tel. +1 330 916 8800
Fax +1 330 916 7077
productinfo@coltenewhaledent.com

